

KUKINI™

Wózek specjalny inwalidzki



www.akces-med.com

Instrukcja obsługi



⚠ UWAGA!

Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy **Akces-MED Sp. z o.o.** lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.




Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych.

Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności.



Firma Akces-MED Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu.

System certyfikowany przez SGS.



Spis treści

Wstęp.....	4
1. Przeznaczenie instrukcji.....	5
2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu.....	5
3. Ogólna budowa wyrobu.....	7
4. Tabela rozmiarowa.....	8
5. Opis obsługi wyrobu.....	9
5.1 Rozkładanie wyrobu.....	9
5.2 Składanie wyrobu.....	10
5.3 Regulowany podnózek.....	11
5.4 Demontaż kół.....	12
5.5 5-punktowe pasy bezpieczeństwa.....	13
5.6 Regulacja kąta pochylecia oparcia.....	16
5.7 Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka.....	17
5.8 Hamulec centralny.....	17
5.9 Hamulec ręczny.....	17
5.10 Regulacja sprężyn.....	20
6. Użytkowanie wyrobu.....	21
6.1 Przygotowanie użytkownika.....	21
6.2 Przygotowanie wyrobu.....	22
7. Zasady bezpieczeństwa.....	23
8. Warunki gwarancji.....	25
9. Konserwacja i czyszczenie.....	25
10. Oznakowanie.....	29



Wstęp

Wózek specjalny inwalidzki **KUKINI™** to rozwiązanie dla osób, które szukają dla swoich pociech komfortu, bezpieczeństwa i stabilizacji, jednocześnie nie rezygnując z aktywnego spędzania czasu podczas spacerów czy biegania.

KUKINI™ dzięki swojej niskiej wadze sprawdzi się zarówno podczas długich spacerów, jak i treningów biegowych. Przeznaczony jest dla osób od 100 do 135 cm wzrostu i maksymalnej wadze 40 kg (dla rozmiaru 1) oraz dla osób od 130 do 165 cm wzrostu i maksymalnej wadze 65 kg (dla rozmiaru 2).

Regulowane oparcie umożliwia ustawienie optymalnej dla użytkownika pozycji siedzącej lub półleżącej podczas jazdy. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w trakcie przewożenia i codziennej rehabilitacji osób ze schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne siedzenie i stanie.

Szeroka gama wyposażenia pozwala dopasować wózek dla odpowiedniego komfortu zarówno użytkownika, jak i opiekuna. KUKINI™ to sposób na aktywne spędzenie czasu razem z dzieckiem.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdują się w niej informacje o produkcie oraz instrukcja jak bezpiecznie i efektywnie z niego korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny: tel. kom. +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.: tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi.

Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego trwałość oraz estetykę.

1. Przeznaczenie instrukcji

UWAGA!

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne do prawidłowego: przygotowania wyrobu przed użytkowaniem, użytkowania wyrobu, sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących wyrob.

Przed przystąpieniem do użytkowania KUKINI™, użytkownik (lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu

Wyrób medyczny przeznaczony dla osób ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi oraz osób po zabiegach operacyjnych, ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu, które nie nabyły umiejętności samodzielnego siedzenia lub mają znaczne trudności z przyjęciem i utrzymaniem pozycji siedzącej.

Zarówno dla osób bardzo wiotkich ze zmniejszonym napięciem mięśniowym, jak i dla osób, u których występuje spastyczność. Wyrób może być również bardzo przydatny u osób wymagających długotrwałego odciążenia jednej, lub obu kończyn dolnych. Wyrób stanowi niezastąpioną pomoc w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej. Doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. Dobór odpowiedniego rozmiaru wyrobu zależy od wskazań medycznych i parametrów anatomicznych niezależnie od wieku użytkownika.

Wyrób zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) - różne postaci,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane - SM, stwardnienie zanikowe boczne - SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo - rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe). Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo - mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wyrobu

Przeciwwskazania:

- Stan krytyczny użytkownika,
- Paraliż,
- Głęboka sedacja,
- Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa,
- Nieleczona zakrzepica żył głębokich,
- Niestabilność hemodynamiczna,
- Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej,
- Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego,
- Zatorowość płucna,
- Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin,
- Świeże rany pooperacyjne lub niegojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud,
- Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna.

3. Ogólna budowa wyrobu

ERGONOMICZNY UCHWYT
DO PROWADZENIA WÓZKA

OPARCIE Z REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA,
WYPOSAŻONE W KIESZEŃ DO PRZECHOWYWANIA

PASEK BEZPIECZEŃSTWA
NA NADGARSTEK

5-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA
Z MAGNETYCZNYM ZAPIĘCIEM

PODUSZKA SIEDZISKA
Z PIAŃKĄ Vismemo™

WYPINANE KOŁA POMPOWANE
TYLNE

REGULOWANY
PODNÓŻEK

WYPINANE KOŁO POMPOWANE PRZEDNIE

SKŁADANY, ALUMINIOWY STELAŻ WYPOSAŻONY W HAMULEC
TARCZOWY KOŁA PRZEDNIEGO ORAZ HAMULEC CENTRALNY
KÓŁ TYLNYCH




PLECAK VOYAGER



INFORMACJA!

Informacje o akcesoriach dostępne na stronie internetowej akces-med.com w zakładce wyrobu.

4. Tabela rozmiarowa



Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
W	orientacyjny wzrost użytkownika *	[cm]	100 - 135	130 - 165
A	szerokość siedziska	[cm]	37	43
L	głębokość siedziska	[cm]	37	41
C	wysokość zagłówka	[cm]	47 - 60	60 - 78
C1	wysokość oparcia	[cm]	60	78
E	szerokość oparcia	[cm]	36	42
F	długość podnóżka	[cm]	27, 40	35, 45
	wysokość rączki prowadzącej	[cm]	90 - 120	87 - 135
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	95 - 130	95 - 130
Y	kąt pochylenia siedziska	[°]	20	20
Z	kąt pochylenia podnóżka	[°]	125	125
	max. waga użytkownika	[kg]	40	65

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2
szerokość	[cm]	67	74
szerokość po złożeniu **	[cm]	54	60
długość minimalna	[cm]	124	141
długość maksymalna	[cm]	143	169
długość po złożeniu **	[cm]	97	103
wysokość	[cm]	105	107
wysokość po złożeniu **	[cm]	38	38
waga ***	[kg]	14	16,5

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

** Wymiary po złożeniu dotyczą wózka z wypiętymi kołami i wypiętym podnóżkiem.

*** Waga odnosi się do standardowego wyposażenia wózka.

5. Opis obsługi wyrobu

5.1 Rozkładanie wyrobu

i INFORMACJA!

Wózek posiada możliwość demontażu kół. Pozwala to zmniejszyć wymiary wyrobu ułatwiając jego przewożenie lub przechowywanie.

Montaż kół przedstawiono na stronie 12 instrukcji.



! UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę na rozkładające się elementy ramy wózka, które stanowią ryzyko uszkodzenia ciała.

Pomiędzy ruchomymi elementami mogą znajdować się elementy tapicerki. W takim przypadku należy je wyciągnąć ze szczególną ostrożnością.

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały prawidłowo zablokowane oraz czy tapicerka jest prawidłowo zamontowana (czy napy mocujące są prawidłowo zapięte). Istnieje możliwość przypadkowego rozpięcia nap mocujących podczas składania wózka.

Każda z nap mocujących tapicerkę musi być bezwzględnie zapięta.

5. Opis obsługi wyrobu

5.2 Składanie wyrobu



i INFORMACJA!

Rekomendujemy ściągnięcie podnóżka przed rozpoczęciem składania wózka.

Istnieje ryzyko uszkodzenia podnóżka poprzez uderzenie nim w podłoże podczas składania wyrobu.



! UWAGA!

Należy zwrócić szczególną uwagę na składające się elementy ramy wózka, które stanowią ryzyko uszkodzenia ciała.

Pomiędzy ruchomymi elementami nie mogą znajdować się elementy tapicerki.



i INFORMACJA!

Należy pamiętać o zapięciu blokady przed rozłożeniem się wózka.

Wyrób posiada możliwość demontażu kół, co pozwala zmniejszyć jego wymiary do przechowywania - patrz 5.4 *Demontaż kół* strona 12 instrukcji.

5. Opis obsługi wyrobu

5.3 Regulowany podnózek

i INFORMACJA!

Chcąc zmienić wysokość podnóżka należy nacisnąć dźwignie znajdujące się pod podnóżkiem, wykorzystując do tego otwory znajdujące się po obu stronach.

Możliwa jest zmiana wysokości na trzech poziomach.

Należy pamiętać o zabezpieczeniu osłony podnóżka, zapinając pas za jego konstrukcją.



5. Opis obsługi wyrobu

5.3 Regulowany podnóżek



5.4 Demontaż kół

KOŁO PRZEDNIE



KOŁA TYLNE



5. Opis obsługi wyrobu

5.5 5-punktowe pasy bezpieczeństwa

i INFORMACJA!


Pasy należy montować na wybranej wysokości na oparciu wózka, wybierając otwory w tapicerce na tej samej wysokości.

Każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz sprawdzić poprawność ich zapięcia.






i INFORMACJA!

Górne mocowanie pasów znajduje się za oparciem - rozsuwając kieszęń płyty oparcia należy zamontować nakrętki.




5. Opis obsługi wyrobu

5.5 5-punktowe pasy bezpieczeństwa



5. Opis obsługi wyrobu

5.5 5-punktowe pasy bezpieczeństwa




UWAGA!

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy sprawdzić poprawność zapięcia pasów.

5. Opis obsługi wyrobu

5.6 Regulacja kąta pochylenia oparcia



i INFORMACJA!

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy sprawdzić poprawność mocowania elementu blokującego oparcie.

Maksymalne obciążenie kieszeni za oparciem wynosi 1 kg.

5.7 Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka



i INFORMACJA!

Na uchwycie do prowadzenia wózka znajduje się pasek bezpieczeństwa na nadgarstek - założony przez osobę sprawującą opiekę, zabezpiecza przed mimowolnym oddaleniem się wózka.

5. Opis obsługi wyrobu

5.8 Hamulec centralny



HAMULEC NIEAKTYWNY - POZYCJA START



HAMULEC AKTYWNY - POZYCJA STOP


UWAGA!

Hamulec centralny pełni funkcję postojową wózka.

5.9 Hamulec ręczny

UWAGA!

Hamulec ręczny służy wyłącznie w celu przyhamowania wózka np. podczas zjeżdżania z terenu pochyłego.



REGULACJA HAMULCA RĘCZNEGO

INFORMACJA!

Okładziny hamulcowe mogą ulec zużyciu lub rozregulowaniu - jest to typowe zjawisko wynikające z eksploatacji wyrobu.

W przypadku wystąpienia, okładziny należy wymienić i/lub ponownie wyregulować odstępy między nimi - zarówno po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej tarczy hamulcowej.

Schemat regulacji - strona 18 - 19 instrukcji obsługi.


5. Opis obsługi wyrobu

5.9 Hamulec ręczny - schemat regulacji

UWAGA!

Należy pamiętać, aby jednocześnie wyregulować zarówno odstęp po stronie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wyregulowanie tylko jednego z odstępów może powodować:

- stykanie się okładzin z tarczą hamulcową,
- uzyskanie niewystarczającej siły hamowania,
- stykanie się tarczy hamulcowej z zaciskami podczas hamowania.



INFORMACJA!

Okładzin hamulcowych można używać do czasu, kiedy ich grubość wynosi co najmniej 0,5 [mm].

OZNACZENIA:

- (T) SZCZELINA TARCZY
- (U) OKŁADZINA HAMULCOWA
- (V) ŚRUBA REGULACYJNA OKŁADZINY
- (W) ZACISK
- (X) TARCZA HAMULCOWA
- (Y) POKRĘTŁO REGULACYJNE LINKI
- (Z) NAKRĘTKA REGULACYJNA LINKI

KROK 1.

Wyrównać oba odstęp między tarczą hamulcową, a okładzinami hamulcowymi:

strona wewnętrzna [1] = strona zewnętrzna [2].

Odstęp pomiędzy okładzinami [1] [2]: 0,2 - 0,5 [mm].

5. Opis obsługi wyrobu

5.9 Hamulec ręczny - schemat regulacji


STRONA WEWNĘTRZNA

KROK 2.

Wyregulować okładziny przy pomocy śruby regulacyjnej.

OZNACZENIA:

(V) ŚRUBA REGULACYJNA OKŁADZINY



STRONA ZEWNĘTRZNA



KROK 3.

Wyregulować linki, obracając pokrętła regulacyjne przy zaciskach i dźwigniach hamulca.

OZNACZENIA:

(Y) POKRĘTŁO REGULACYJNE LINKI

(Z) NAKRĘTKA REGULACYJNA LINKI



5. Opis obsługi wyrobu

5.10 Regulacja sprężyn

INFORMACJA!

Wózek posiada możliwość zmiany twardości sprężyn wózka - pozwala to usztywnić konstrukcję, bądź zwiększyć jej amortyzację.

Regulacji dokonać należy przy pomocy klucza dołączonego do zestawu.



6. Użytkowanie wyrobu

UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi i stosować się do informacji w niej zawartych.

Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie.

6.1 Przygotowanie użytkownika

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy zadbać o to, aby:

- strój użytkownika był lekki, niekrępujący ruchów,
- obuwie było wygodne, dobrze stabilizujące stawy skokowe,
- użytkownik nie był umieszczany w wyrobie bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką, ze względów higienicznych i w celu przeciwdziałania otarciom ciała,
- w przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp., były one odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem, w taki sposób, aby nie przeszkadzały podczas użytkowania wyrobu,
- założyć wyroby ortopedyczne (kołnierz szyjny, gorset, ortezy, obuwie ortopedyczne itp.), w przypadku wskazań do ich stosowania.

UWAGA!

Ubiór musi chronić skórę użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z tapicerką i innymi elementami urządzenia.

Decyzję o stosowaniu określonych wyrobów ortopedycznych podejmuje lekarz prowadzący lub fizjoterapeuta!

6. Użytkowanie wyrobu

6.2 Przygotowanie wyrobu

1. Aby przystąpić do prawidłowego użytkowania wyrobu należy:

- rozłożyć wyrób,
- sprawdzić poprawność montażu kół oraz stopień ich napompowania, jeżeli powietrza jest zbyt mało należy je dopompować pamiętając o maksymalnym ciśnieniu 2,4 bara,
- ustawić na równej powierzchni bez pochyłości, umożliwiając łatwy dostęp do wyrobu, z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury,
- upewnić się, że wszystkie części są sprawne, należycie zamocowane i stabilne,
- aktywować hamulce,
- dopasować wyrób do wymiarów użytkownika,
- odpiąć 5-punktowe pasy bezpieczeństwa lub inne wykorzystywane elementy do stabilizacji i zabezpieczenia użytkownika tak, aby umożliwić swobodne ułożenie użytkownika w wyrobie,
- umieścić użytkownika w wyrobie,
- zapiąć elementy służące do stabilizacji użytkownika,
- ustawić elementy podtrzymujące oraz pozycjonujące użytkownika (jeżeli występują),
- zamontować akcesoria (jeżeli występują).

2. W przypadku użytkowników z nietrzymaniem moczu (z inkontynencją), należy zastosować podkłady higieniczne. Można je nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy upewnić się, że wszystkie pasy i zabezpieczenia zostały prawidłowo wyregulowane i zapięte, a mocowania regulowanych elementów mocno dokręcone.

Podczas pokonywania przeszkód (progi, krawężniki itp.) należy unieść przednie koło poprzez nacisk na uchwyt do prowadzenia, umieścić je na stopniu oraz wprowadzić koła tylne.

Należy uważać, aby nie przechylić wózka zbyt do tyłu, co może spowodować utratę jego stabilności. Maksymalne obciążenie kieszeni wózka za oparciem wynosi 1 kg.

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów należy zawsze ustawić wózek przodem do kierunku jazdy.

Podczas użytkowania wózka należy zawsze stosować opaskę na nadgarstek oraz trzymać uchwyt do prowadzenia, aby nie dopuścić do jego samoczynnego toczenia się.

Wyrób będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję jedynie wtedy, jeżeli będzie dostosowany do wymiarów ciała użytkownika.

Główną zasadą przy dopasowywaniu wyrobu jest zapewnienie użytkownikowi maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Nie należy wymuszać zmiany pozycji ciała użytkownika, gdy może to powodować jego dyskomfort.

Nieumiejętne korzystanie z wyrobu może prowadzić do utrwalania nieprawidłowych wzorców postawy.

7. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA!

Wózek KUKINI™ należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.

Przed każdym użyciem należy przygotować użytkownika i urządzenie.

Przed decyzją o zakupie wyrobu należy zasięgnąć porady lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty o prawidłowym jego doborze. Przed użytkowaniem wyrobu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami w załączonej instrukcji.

- 1) Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy:
 - sprawdzić wyrób pod kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać użytkownikowi podczas eksploatacji wyrobu,
 - upewnić się, czy wszystkie części są poprawnie zamontowane, a wyrób nie wykazuje śladów pęknięć i deformacji,
 - sprawdzić, czy nie zostały poluzowane śruby, nakrętki i inne połączenia gwintowane, klejone, szyte itp.,
 - sprawdzić stan tapicerki, czy nie posiada śladów uszkodzenia,
 - sprawdzić prawidłowość działania hamulców,
 - sprawdzić prawidłowość działania sprzączek,
 - zawsze używać pasów bezpieczeństwa, rzepy w tych pasach muszą nachodzić na siebie min. 8 cm,
 - dopasować wyrób do wymiarów i potrzeb użytkownika poprzez odpowiednie ustawienie regulowanych elementów wyrobu,
 - upewnić się, czy ruchome części oraz pokrętła regulacji ustawień wyrobu są stabilne i zablokowane,
 - zabezpieczyć użytkownika dostępnymi stabilizującymi elementami wyposażenia wyrobu. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika m. in. przed wypadnięciem, wysunięciem się z urządzenia,
 - sprawdzić poprawność montażu kół oraz stopień ich napompowania. Jeżeli powietrza jest zbyt mało należy je dopompować pamiętając o maksymalnym ciśnieniu 2,4 bara.
2. Zabrania się użytkowania wyrobu w sposób, do którego nie jest on przeznaczony.
3. Zabrania się użytkowania wyrobu, jeśli tapicerka nie jest prawidłowo zamontowana.
4. Zabrania się użytkowania wyrobu, jeśli jest on uszkodzony lub brakuje jakiegokolwiek jego części.
5. Zabrania się pozostawiania użytkownika w wyrobie bez opieki i nadzoru osoby dorosłej.
6. Nie należy używać wyrobu, jeżeli nie ma w pobliżu opiekuna, który zapoznał się z instrukcją obsługi.
7. Zabrania się pozostawiania wyrobu z użytkownikiem bez opieki na terenie pochyłym lub nierównym.
8. Zabrania się wjeżdżania/zjeżdżania wyrobem po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez.



7. Zasady bezpieczeństwa

9. Wsiadanie i wysiadanie użytkownika z wyrobu zawsze powinno odbywać się przy aktywnych hamulcach.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie wsiadania i wysiadania z wyrobu użytkownik nie stawał na podnóżku.
11. Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie użytkowania wyrobu, kończyny użytkownika nie dostały się między regulowane elementy urządzenia.
12. Wyrób należy przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia czy wysokiej temperatury. Wyrób nie powinien być również przechowywany i użytkowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
13. Podczas transportu wyrobu bez użytkownika należy go dobrze zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu podczas transportu.
14. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.

UWAGA!

Nieprawidłowa konfiguracja wyrobu może doprowadzić do ubocznych skutków takich jak omdlenia, deformacje ciała, przeciążenia stawów itp. W razie ich wystąpienia należy natychmiast przerwać użytkowanie wyrobu, wyjąć użytkownika z urządzenia i położyć. Jeżeli niepożądane objawy się utrzymują należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Jeżeli objawy ustąpiły należy o tym fakcie powiadomić lekarza prowadzącego lub fizjoterapeutę w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego przebiegu procesu rehabilitacji.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

Zabrania się przewożenia użytkownika w wyrobie w środkach transportu (np. samochodzie, autobusie, pociągu).

Wyrób zawiera małe części, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo połknięcia przez użytkownika.

Nie należy używać wyrobu, który posiada jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, zniszczenia, zużycia. Tylko w pełni sprawny wyrób, użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi jest bezpieczny dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia wyrobu należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z wytwórcą.

Nie należy podejmować próby samodzielnej naprawy wyrobu oraz dokonywać jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji, ponieważ naraża to użytkownika na niebezpieczeństwo i powoduje utratę gwarancji wyrobu.

Należy pamiętać, że wszelkie obciążenia zawieszane na uchwycie do prowadzenia mogą zaburzyć jego stabilność.

Maksymalne obciążenie kieszeni za oparciem wyrobu wynosi 1 kg.

Maksymalne obciążenie kosza pod siedzisko wyrobu wynosi 3 kg.

Nie należy przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej na tabliczce znamionowej oraz w tabeli rozmiarowej na stronie 8 instrukcji.

8. Warunki gwarancji

- Akces-MED Sp. z o.o. sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.
- Wyrób jest objęty 24 miesięczną gwarancją, licząc od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.
- Uszkodzenia powstałe po okresie 24 miesięcy mogą zostać usunięte na koszt użytkownika, chyba że wyrób jest przedmiotem refundacji. W takim przypadku użytkownik może wystąpić do NFZ o refundację na naprawę wyrobu w ramach serwisu pogwarancyjnego.
- Producent określa czas użytkowania wyrobu na 48 miesięcy. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego przeglądu.
- W razie uszkodzenia wyrobu należy skontaktować się z dealerem, u którego zakupiono produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy: Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).

9. Konserwacja i czyszczenie

Wózek KUKINI™ będący wyrobem medycznym, powinien być utrzymany w należytej czystości i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Urządzenie należy przechowywać w czystym, suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie muszą być przeprowadzane co najmniej raz w miesiącu. Cykliczne czyszczenie i konserwacja wyrobu są niezbędne do utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa.

Zalecenia przy czyszczeniu tapicerki i elementów wyrobu:

1. Prać ręcznie, chemicznie lub na sucho bez użycia rozpuszczalników w maksymalnej temperaturze 40°C.
2. Pamiętaj, aby usunąć nadmiar wilgoci z tapicerki przed kolejnym jej czyszczeniem.
3. Niewskazane jest używanie twardych szczotek.
4. Nie wolno czyścić, wymieniać części i konserwować wyrobu podczas korzystania z niego przez użytkownika.
5. W przypadku niewielkich zabrudzeń, myć letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki nasączonej łagodnym, ogólnie dostępnym środkiem czyszczącym.
6. Użycie zbyt mokrej ściereczki może spowodować powiększenie plam, zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
7. Po wyczyszczeniu plam, tapicerkę należy przetrzeć czystą, wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.
8. Nie wolno czyścić tapicerki silnymi środkami chemicznymi np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi na bazie chloru.
9. Elementy metalowe i plastikowe należy czyścić ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków do tworzyw sztucznych, po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta danego środka czyszczącego.

9. Konserwacja i czyszczenie

10. Istnieje możliwość dezynfekcji metalowych, plastikowych, drewnianych oraz tapicerskich elementów wyrobu za pomocą ogólnodostępnego płynu przeznaczanego do dezynfekcji. Aby zdezynfekować wybrany element należy spryskać jego powierzchnię płynem do dezynfekcji ogólnie dostępnym na rynku i wytrzeć suchą, czystą ściereczką. Po dezynfekcji należy odczekać do całkowitego wyschnięcia elementu, szczególnie w przypadku tapicerki. Wybierając alkoholowy środek do dezynfekcji należy w pierwszej kolejności sprawdzić w niewidocznym miejscu, czy preparat nie odbarwi lub nie uszkodzi dezynfekowanej powierzchni.

UWAGA!

Przed ściągnięciem tapicerki do prania należy pamiętać o odkręceniu śrub zabezpieczających tapicerkę po obu stronach wózka. Podczas zakładania tapicerki należy pamiętać o ponownym, bezwzględny dokręceniu śrub zabezpieczających.

POTRZEBNE NARZĘDZIA



klucz
imbusowy 3



Przed rozpoczęciem użytkowania należy:

- wyczyścić koła z wszelkich zanieczyszczeń,
- sprawdzić, czy koła są prawidłowo zamontowane, niezniszczone, czy hamulec blokuje obracające się koła,
- sprawdzić, czy konstrukcja wyrobu nie wykazuje śladów pęknięć lub innych deformacji,
- sprawdzić, czy wszystkie części ruchome poruszają się w pełnym zakresie, a wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła itp. są kompletne i dobrze dokręcone,
- sprawdzić, czy paski elementów stabilizujących i zabezpieczających nie są postrzępione lub przerwane, a sprzączki i klamry działają prawidłowo.

UWAGA!

Przed ponownym użyciem wyrobu, tapicerka zawsze musi być sucha!

Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących wytwórca Akces-MED Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu. Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wyrobu spoczywa na producencie.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego zakupiono produkt lub Działem Obsługi Klienta firmy Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73).



9. Konserwacja i czyszczenie

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Przed każdym użyciem.	Stan ogólny wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• cały wyrób pod kątem widocznych wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad mechanicznych,• czy wyrób jest kompletny,• czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, nakrętki i inne elementy konstrukcji wyrobu są kompletne i dokręcone.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Koła i hamulce.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• unosząc podstawę, czy koła są prawidłowo zamocowane, niezniszczone,• czy aktywny hamulec blokuje obracające się koło,• czy koła nie są zabrudzone. Oczyszczyć koła z wszelkich zanieczyszczeń.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Mocowania elementów konstrukcyjnych.	Skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, w szczególności sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• poprawność montażu siedziska (jeśli dotyczy),• poprawność montażu kół (jeśli dotyczy),• poprawność montażu i działania elementów zabezpieczających użytkownika (jeśli dotyczy),• czy wszystkie części ruchome są kompletne, czy poruszają się w pełnym zakresie, nie zacinają się,• poprawność działania mechanizmów regulacji (jeśli dotyczy) elementów tj.: zagłówek, oparcie, siedzisko, klin międzyudowy, podłokietniki, podnóżki.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Elementy tapicerskie.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• elementy tapicerskie pod kątem wszelkich uszkodzeń, naderwań, pęknięć, poluzowania szwów, deformacji,• czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki, pasy zabezpieczające nie są postrzępione, skręcone, a sprzączki i klamry działają prawidłowo,• czy paski stabilizacji użytkownika, kamizelki pasy zabezpieczające są poprawnie zamontowane i nie rozpinają się pod wpływem nacisku/pociągnięcia.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na tydzień.	Czyszczenie wyrobu.	Przetrzeć konstrukcję oraz tapicerkę wyrobu z zabrudzeń wynikających z codziennego użytkowania (z kurzu, błota lub innych) za pomocą wilgotnej ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie dostępnego środka czyszczącego. Usunąć zanieczyszczenia (np. włosy, resztki pokarmu, itp.) z ruchomych elementów wyrobu.	Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych środków czyszczących na bazie chloru lub spirytusu metylowego. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu tapicerka musi być sucha.

9. Konserwacja i czyszczenie

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia.

Częstotliwość	Co należy skontrolować?	Czynności	Uwagi
Raz w miesiącu.	Osie kół, szybkozłącza (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• czy koła swobodnie obracają się na osiach oraz czy nie ma luzów na osiach. Konserwacja polega na aplikacji pomiędzy oś, a piastę koła niewielkiej ilości środka konserwującego, smarującego. Sprawdzić wpinanie i wypinanie koła.	W razie stwierdzenia zabrudzeń, oczyścić koła z pozostałości pokarmów, kurzu, włosów lub innych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Połączenia konstrukcji wyrobu (spawane, gwintowane, lutowane).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• stan ramy wyrobu w miejscach łączenia (spawy, gwinty, lutowania).	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Opony, dętki (jeśli dotyczy).	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• stan zużycia bieżnika. Sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Sprawdzić poziom ciśnienia w kołach (jeśli dotyczy).	W razie stwierdzenia zbyt niskiego ciśnienia w kołach należy dopompować je do właściwego poziomu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Raz na 6 miesięcy.	Ruchome elementy konstrukcji.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• ruchome elementy konstrukcji pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz konserwować je przy użyciu dedykowanego środka.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
	Oznakowanie wyrobu.	Sprawdzić: <ul style="list-style-type: none">• oznaczenia i etykiety wyrobu pod kątem ich czytelności.	W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków należy zaprzestać użytkowania wyrobu i skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.
Po zakończeniu czasu użytkowania wyrobu.	Szczegółowy przegląd wyrobu.	Przegląd wyrobu.	Wytwórcą określa czas użytkowania wyrobu, który jest podany w instrukcji obsługi. Po tym okresie użytkownik może użytkować wyrób tylko pod warunkiem odesłania go do producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu producent ponownie określi czas użytkowania wózka oraz datę kolejnego przeglądu. W przypadku pytań należy skontaktować się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

10. Oznakowanie

CE Poświadczenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi przepisów UE

REF Numer katalogowy

SN Numer seryjny

i Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

! Uwaga!

W Wytwórca

D Data produkcji

MD Wyrób medyczny

LATEX Produkt nie zawiera lateksu

☂ Przechowywać w suchym miejscu

☀ Chronić przed promieniami słonecznymi

🌡 Ograniczenie temperatury przechowywania

%RH Wilgotność względna przechowywania

||| Suszyć pionowo

⊗ Nie suszyć w suszarce bębnowej

☒ Nie chlorować

☒ Nie prasować

☞ Prać ręcznie

40° Prać w maksymalnie w temperaturze 40°C

○ Czyścić chemicznie

P Czyścić na sucho bez użycia rozpuszczalników

☒ Nie wybielać

🍷 Ostrożnie, delikatna zawartość

☒ Zakaz użytkowania wyrobu bez zapiętych pasów zabezpieczających

☒ Zakaz zjeżdżania po schodach, zarówno z użytkownikiem jak i bez

☒ Zakaz pozostawiania użytkownika bez opieki w trakcie użytkowania wyrobu

i Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami

PRESS Należy wcisnąć przycisk wskazany na zdjęciu

🔧 Do montażu konieczne jest użycie narzędzi wskazanych w opisie

Przykładowa tabliczka znamionowa

	NAZWA WYROBU PL	NAZWA WYROBU EN	
	AKCESMED www.akces-med.com	KUKINI 1 WÓZEK SPECJALNY INWALIDZKI	
KOD QR PO ZESKANOWANIU KIERUJE DO STRONY INTERNETOWEJ PRODUCENTA		KUKINI 1 SPECIAL NEEDS STROLLER	KOD KRESKOWY
ADRES WYTWÓRCY	AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 5906 98-032 JASIONKA POLAND	MAX LOAD: 40 kg	
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE WYROBU	02.2024	MD i CE	OZNAKOWANIE PATRZ WYŻEJ
	DATA PRODUKCJI		
NUMER SERYJNY W FORMIE KODU KRESKOWEGO		SN KKN 007/U/1/BB	NUMER SERYJNY

WYTWÓRCA



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 70
e-mail: produkcja@akces-med.com
BDO: 000031619

Autoryzowany Przedstawiciel