



SMART™
pionizator statyczny



SMART™

pionizator statyczny

AKCESMED

Pionizator statyczny **SMART™** to łatwe w obsłudze, lekkie, a przy tym wytrzymałe i stabilne urządzenie, umożliwiające pełną pionizację pacjenta. Prostota obsługi pomaga rodzinie lub opiekunom w pracy i terapii. Dostępny w 8 rozmiarach zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, a zarazem swobodę ruchów w obrębie kończyn górnych. Pozytywnie stymuluje go do dalszej pracy nad sobą i do pokonywania powstałych w wyniku urazu czy choroby ograniczeń ruchowych.

W urządzeniu zastosowano innowacyjny system **UPRIGHT PRO®**, składający się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich zakresach regulacji zapewniający przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.

W pionizatorze **SMART™** zamontowano **4** małe koła skrętne z hamulcami, które umożliwiają przewożenie pacjenta.

SZCZEGÓLNIIE ZALECANY W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

- Choroby zwyrodnieniowe i autodestrukcyjne stawów.
- Chorobowe lub naczyniowe uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów.
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne).
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową.
- Choroby mięśni – dystrofie, miastenie, zapalenie wielomięśniowe.
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn.
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego.
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).
- Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie.



KOLORYSTYKA



Orange
Rozmiar 0a, 1



Blue
Rozmiar 1a, 2



Red
Rozmiar 2a, 3



Blue Horizon
Rozmiar 3a, 4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Stelaż z kołami jezdnyymi wyposażonymi w hamulce | Podest ze stabilizatorami stóp | Regulowany stabilizator kolan z pelotami | Pas biodrowy | Pas piersiowy | Stolik

Our passion – your independence!

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Akces-MED sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA

produkcja@akces-med.com
tel. +48 (17) 864 04 70
www.akces-med.com

Wersja 9/04/2018



SZCZEGÓLNE ZALETY:



Stabilna konstrukcja

Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.



Łatwa obsługa

Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Gwarancja 24 miesiące

Na produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.



System **UPRIGHT PRO®** – składa się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich zakresach regulacji. Pasy zapewniają przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.



Peloty kolanowe 3D ergonomiczne, regulowane w 3 różnych kierunkach peloty zapewniają więcej komfortu podczas użytkowania.



Nowy, większy, składany stół zapewnia więcej miejsca do pracy, a dodatkowo może być całkowicie złożony.



Stopki posiadają pełny zakres regulacji. Ich ergonomicznie zaprojektowane krzyżowe paski doskonale zabezpieczają kończynę przed nieporządnym wysunięciem.

AKCESORIA



Bezpieczeństwo



Miękka osłona na stół

Zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem się o stół. Wskazana u osób z zaburzeniem koordynacji ruchowej kończyn.



Pas do przenoszenia chorych AM-P

Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



Koło Tango o średnicy 75/100/125 mm

Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.



Stabilizacja



Niezależnie regulowane stabilizatory kolan

Ergonomicznie wyprofilowane i regulowane peloty kolanowe doskonale stabilizują kończyny dolne.





Komfort



Stół z rantem

Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do pracy i spożywania posiłków. Rant zabezpiecza przed zsuwaniem się przedmiotów.



Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar							
			0a	1	1a	2	2a	3	3a	4
A	Szerokość peloty biodrowej	[cm]	22	22	28	28	37	37	44	44
C	Wysokość peloty biodrowej	[cm]	18-44	18-65	24-68	28-86	28-92	30-107	30-110	33-129
A1	Szerokość peloty piersiowej	[cm]	20	20	26	26	35	35	42	42
C1	Wysokość peloty piersiowej	[cm]	41-56	58-76	55-80	70-96	72-107	86-121	86-126	106-145
	Obwód peloty piersiowej	[cm]	50-64	50-64	64-76	64-76	80-105	80-105	95-125	95-125
G	Rozstaw pelot kolanowych	[cm]	8-10,5	8-10,5	11-14	11-14	14-20	14-20	16,5-25	16,5-25
H	Wysokość pelot kolanowych*	[cm]	11-35	11-55	12-57	13-72	14-78	14-88	14-96	14-98
K	Długość stopki	[cm]	17	17	20	20	24	24	30	30
	Max. waga użytkownika	[kg]	35	35	55	55	75	75	95	95
	Orient. wzrost użytkownika**	[cm]	50-70	70-100	70-100	90-130	90-130	110-170	110-170	140-200
Wymiary i waga sprzętu			0a	1	1a	2	2a	3	3a	4
	Szerokość	[cm]	50	50	60	60	70	70	78	78
	Długość	[cm]	63	63	70	70	87	87	91	91
	Wysokość	[cm]	55	70	70	75	75	92	92	110
	Waga	[kg]	10	10	12	13	19,8	20	24,4	26

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

*Wysokość pelot kolanowych zależy od wysokości stolika.

**Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.