

# JORDI HOME™

Wózek specjalny inwalidzki  
Kody NFZ: S.18.01.00 / S.20.01.01

Wózek specjalny JORDI HOME™ to niezastąpiona pomoc w codziennej rehabilitacji, terapii, nauce czy zabawie. Dzięki solidnej konstrukcji, regulacji funkcji kubełkowej oraz szerokim możliwościom dopasowania siedziska i podnóżka, zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Regulowany zagłówek HexagonPro™ oraz kamizelka 4-punktowa gwarantują stabilizację, a skrętne kółka z hamulcami ułatwiają ciche i zwrotne manewrowanie. Tapicerka medyczna, w tym opcjonalna EXTREME-MED™, jest łatwa w czyszczeniu, antybakteryjna i dostępna w trzech dziecięcych kolorach. Wózek dostępny w 4 rozmiarach i z bogatą ofertą akcesoriów, co pozwala dopasować go do indywidualnych potrzeb użytkownika.



Niska waga

24<sup>+</sup>

24 miesiące  
gwarancji



Stabilna  
konstrukcja



Funkcja  
kubełkowa



## Kolorystyka

### Tapicerka MEDICUS™

Wodoodporna i paroprzepuszczalna



Med Sea



Med Skin

### Tapicerka EXTREME-MED™

Plamoodporna i odporna na przetarcia



Pillarbox



Tapicerka medyczna zastosowana w wózku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.



Wózek w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylecia.



90 - 180 cm

Orientacyjny wzrost  
użytkownika



50 - 120 kg

Maksymalna dopuszczalna  
waga użytkownika



Więcej szczegółów na temat produktu znajdziesz na naszej stronie internetowej.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postaci | Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów | Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne) | Przepuklinę oponowo-rdzeniową | Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (m.in. dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe) | Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn | Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego | Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów | Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu | Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).

#### PRZECIWWSKAZANIA

Stan krytyczny użytkownika | Paraliż | Głęboka sedacja | Niestabilne złamania z określonymi zaleceniami ortopedycznymi, w tym złamania kręgosłupa | Nieleczona zakrzepica żył głębokich | Niestabilność hemodynamiczna | Stwierdzone zaburzenia czynności mózgu podczas siedzenia w pozycji wyprostowanej | Ciężkie zapalenie stawów kręgosłupa szyjnego | Zatorowość płucna | Świeży zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 24 godzin | Świeże rany pooperacyjne lub nieogojące się rany w obrębie pleców, okolic obręczy miednicznej, stawów biodrowych oraz ud | Użytkownicy z zaburzeniami psychicznymi nie powinni być pozostawieni w wyrobie bez nadzoru opiekuna