

	Roz.	ULISES EVO™					OMBRELO™				URSUS™ URSUS HOME™ URSUS ACTIVE™			NOVA® NOVA EVO® NOVA HOME®			RACER® RACER EVO® RACER HOME®				ZEBRA Invento™ DALMATYŃCZYK Invento™			SŁONIK™			KIDOO™ KIDOO HOME™					JORDI™ JORDI HOME™			
		1	1a	2	2a	3	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
FP-14	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓
	L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	4	4	4	4
FP-15	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	✓	✓	✓	✓
	L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	11	11	11	12	12	12	12	12	4	4	4	4
FP-20	S	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	11	11	✗	✗	✗	13	13	13	13	13	7	7	7	7
	M	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	13	13	13	13	13	7	7	7	7
	L	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	13	13	13	13	13	7	7	7	7
FP-21	S	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	9	✗	✗
	M	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	9	✗
	L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	9
FP-22	XS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	S	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	M	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	L	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	XL	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	✗	✗	✗	14	14	14	14	14	14	14	14	14
FP-30	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	L	✓	✓	✓	✓	15	✓	✓	✓	15	✓	✓	✓	✓	✓	15	✓	✓	✓	15	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LEGENDA:

✓	Istnieje możliwość montażu wybranego wyrobu FlexPoint® bez konieczności zakupu dodatkowych elementów montażowych.
✓	Istnieje możliwość montażu wybranego wyrobu FlexPoint® bez konieczności zakupu dodatkowych elementów montażowych, ale jest to niezalecane z uwagi na niedopasowanie pod względem rozmiaru.
1	Istnieje możliwość montażu wybranego wyrobu FlexPoint® warunkowo (patrz lista poniżej).
1	Istnieje możliwość montażu wybranego wyrobu FlexPoint® warunkowo (patrz lista poniżej), ale jest to niezalecane z uwagi na niedopasowanie pod względem rozmiaru.
✗	Brak możliwości montażu wybranego wyrobu FlexPoint®

1	Aby zamontować wyroby należy dodatkowo zakupić elementy montażowe FP-EM-7/P (w przypadku, gdy posiadamy kamizelki z dociąganiem przednim - dla użytkownika P) lub FP-EM-7/T (w przypadku gdy posiadamy kamizelki z dociąganiem tylnym - dla opiekuna T). Elementy znajdują się w zestawie po 2 sztuki - należy zakupić 1 zestaw . Dolne pasy kamizelki montujemy w wyznaczonym miejscu na ramie wózka
2	Aby zamontować wyrób należy dodatkowo zakupić elementy montażowe. Ponieważ wyrób można zamontować na kilka sposobów, należy zakupić wybrany zestaw elementów montażowych (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych.
3	Dla wyrobu FP-05 wyposażonego w trójkąt montażowy: Aby zamontować wyrób należy dodatkowo zakupić elementy montażowe. Ponieważ wyrób można zamontować na kilka sposobów, należy zakupić wybrany zestaw elementów montażowych (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych. Dla wyrobu FP-05 wyposażonego w klamry, zapinany obwodowo: Jeżeli posiadamy pas FP-05 zapinany obwodowo na klamry, nie potrzebujemy dodatkowo żadnych elementów montażowych.
4	Aby zamontować pasy należy wykorzystać dodatkowe elementy montażowe (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 - wówczas należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych.
5	Pasy składają się z PASÓW GŁÓWNYCH oraz PASÓW DODATKOWYCH . MONTAŻ PASÓW GŁÓWNYCH: Pasy możemy zamontować na kilka sposobów. Istnieje możliwość montażu PASÓW GŁÓWNYCH bez wykorzystania dodatkowych elementów montażowych, wtedy wykorzystujemy wyznaczone miejsce przy ramie wózka. MONTAŻ PASÓW DODATKOWYCH: Aby zamontować PASY DODATKOWE należy dodatkowo zakupić elementy montażowe. Ponieważ PASY DODATKOWE można zamontować na kilka sposobów, należy zakupić wybrany zestaw elementów montażowych (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych.
6	Pasy składają się z PASÓW GŁÓWNYCH oraz PASÓW DODATKOWYCH . MONTAŻ PASÓW GŁÓWNYCH: Aby zamontować PASY GŁÓWNE należy wykorzystać dodatkowe elementy montażowe (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 - wówczas należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych. MONTAŻ PASÓW DODATKOWYCH: Aby zamontować PASY DODATKOWE należy dodatkowo zakupić elementy montażowe. Ponieważ PASY DODATKOWE można zamontować na kilka sposobów, należy zakupić wybrany zestaw elementów montażowych (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych.

7	Aby zamontować wyrób należy dodatkowo zakupić elementy montażowe. Ponieważ wyrób można zamontować na kilka sposobów, należy zakupić wybrany zestaw elementów montażowych (1) FP-EM-1 lub (2) FP-EM-1 + FP-EM-3 . Należy zakupić 2 sztuki wybranego zestawu elementów montażowych – dotyczy to przodu pasów odwodzących uda. Tył pasów odwodzących uda montowany jest z wykorzystaniem wyznaczonego miejsca przy ramie wózka.
8	Możliwy jest montaż jedynie pasa tułowia FP-05 wyposażonego w klamry, zapinanego obwodowo. Nie potrzebujemy dodatkowo żadnych elementów montażowych. Nie istnieje możliwość montażu pasa wyposażonego w trójkąty montażowe!
9	W przypadku fotelika JORDI™ możliwy jest montaż pasów FP-21 zarówno w wersji wąskiej (FP-21/W) jak i szerokiej (FP-21/S) pod warunkiem, że na foteliku nie jest montowany podnózek. W przypadku fotelika z podnóżkiem oraz w przypadku wózka JORDI HOME™ , który standardowo wyposażony jest w podnózek, sugerowany jest zakup pasa w wersji wąskiej.
10	Aby zamontować kamizelkę należy zakupić klamrę damską (element montażowy FP-EM-8) i zamontować na kamizelce zgodnie z instrukcją montażu. UWAGA! Istnieje możliwość montażu kamizelki jedynie z dociąganiem dla opiekuna – T . Po zamontowaniu kamizelki całkowicie tracimy funkcję dociągu dla użytkownika! Nie ma możliwości montażu kamizelki z dociąganiem dla użytkownika – P .
11	Pasy należy zamontować za pomocą wkrętu (FP-EM-6) w wyznaczonym miejscu. Należy zakupić 2 sztuki elementu FP-EM-6 .
12	Pasy należy montować w wyznaczonym miejscu na pomocą elementu montażowego: - dla KIDOO™ rozmiar 1, 2, 3 – FP-EM-4-M6x16 - dla KIDOO™ rozmiar 4, 5 – FP-EM-4-M6x20 Należy zakupić 2 śruby .
13	Pasy należy montować w wyznaczonym miejscu na pomocą elementu montażowego : - dla KIDOO™ rozmiar 1, 2, 3 – FP-EM-4-M6x16 - dla KIDOO™ rozmiar 4, 5 – FP-EM-4-M6x20 Należy zakupić 4 śruby .
14	Stabilizatory kostek są możliwe do zamówienia jedynie w wózku KIDOO HOME™ oraz JORDI HOME™ , a także w fotelikach KIDOO™ i JORDI™ wyposażonych w podnóżki (w przypadku JORDI™ – JRI_619 , w przypadku KIDOO™ – KDO_616 lub KDO_618). Rozmiar stabilizatorów kostek (FP-22) należy dobrać na podstawie pomiaru obwodu nogi nad kostką, zgodnie z tabelą rozmiarową znajdującą się na stronie www.flex-point.pl .
15	Zalecane jest zastosowanie przedłużacza do pasa uniwersalnego (FP-A-1).
16	Rozmiar stabilizatorów kostek (FP-22) należy dobrać zgodnie z tabelą pomiarową znajdującą się na stronie www.flex-point.pl , na podstawie pomiaru obwodu nogi nad kostką.

UWAGA! Rozmiary wskazane w zestawieniu są rozmiarami sugerowanymi!

Przed zakupem pasów **FlexPoint®** należy dokładnie sprawdzić tabele rozmiarowe znajdujące się na stronie www.flex-point.pl i dobrać odpowiedni rozmiar wyrobów **FlexPoint®** do użytkownika.

UWAGA! Szczegóły, jak zamontować wyroby **FlexPoint®** znajdują się w **Instrukcji montażu wyrobów FlexPoint®**, odpowiedniej dla wybranego wózka lub fotelika!

Instrukcje dostępne są na stronie www.akces-med.com, przy wybranym produkcie.